

LIBELLE	Synonymes	CONTENANT	Examen rembours é	Sous- traité	DELAI PRE ANALYTIQUE	DELAI REND U	COMMENTAIRE
17 HYDROXY PROGESTERONE	17 OH	1xtube sec gel jaune	O	O			
A1C HEMOGLOBINE GLYQUEE	Fraction HbA1c de l'hémoglobine, Hémoglobine glyquée, HbA1c	1xtube EDTA	O	N	3I TA / 7I 2-8C (ref: *12)	J0	
AC ANTI THYROGLOBULINE	Anticorps anti-thyroglobuline, Anticorps anti-TG (Anticorps anti-thyroidiens)	1xtube sec gel jaune	O	N		J0	ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRÊT indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement.
AC ANTI THYPEROXYDASE TPO	Anticorps anti-microsome thyroïdien, Anticorps anti-TPO, Anticorps anti-Thyropéroxydase, (Anticorps anti-thyroidiens)	1xtube sec gel jaune	O	N		J0	ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRÊT indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement.
ACE (AG CARCINO-EMBRYONNAIRE)	Antigène Carcino Embryonnaire	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref: *12)	J0	
ACIDE FOLIQUE ERYTHROCYTAIRE	folates B9	1xtube EDTA	O	O			
ACIDE FOLIQUE VITAMINE B9	Acide ptéroylglutamique, Vitamine B9, Folates, Acide ptéroyl-monoglutamique	1xtube sec gel jaune	O	N	SEC 6H (ref:*6)-HEP 10H	J0	A jeun
ACIDE LACTIQUE	Lactates	1xtube fluoré gris	O	N	< 15 minutes sur glace	J0	Prélèvement au laboratoire/sur glace - Centrifuger < 15 min - Patient à jeun, sans garrot recommandé - Patient au repos, pas de mouvement du bras ni de la main.
ACIDE URIQUE SERIQUE	Uricémie	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref: *4)	J0	
ACIDE URIQUE URINAIRE (URICOSURIE)	Uricosurie	1xurines de 24H	O	N	48H (ref: *12)	J0	URINES DE 24H - PRECISER LE VOLUME DES URINES DE 24H
ACIDE VALPROIQUE	Divalproate de sodium, Dépamide*, Dipropylacétamide, Valproate de sodium, Depakote, Valpromide, Dépakine®, Micropakine	1xtube sec gel jaune	O	N	12H	J0	PRELEVER JUSTE AVANT LA PRISE (taux résidu!) INDICHER :- LE NOM DU MEDICAMENT- LA POSOLOGIE- HEURE DE LA DERNIERE PRISE
ACTH	Hormone corticotrope Corticotrophine Corticostimuline	1xtube EDTA aprotinine rose	O	O	Congelé <4h		EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
ACTIVITE ANTI XA HBPM	héparinémie AXA Lovenox, Fragmine, Fraxiparine l'Innohep ou Fraxodi	1xtube citraté	O	N	6H TA (ref: *11)	J0	Prélèvement 3 à 4 heures après l'injection sous-cutanée de Lovenox, Fragmine, Fraxiparine , ou 4 à 6 heures après l'injection sous-cutanée d'Innohep ou Fraxodi.
ACTIVITE ANTI XA HNF	AXA héparine non fractionnée	1xtube citraté	O	N	2H TA (ref: *11)	J0	à congeler dans les 2HHEPARINE SODIQUE : prélever 4-6h après changement de dose, puis à n'importe quel moment si perfusion IV (intra-veineuse)CALCIPARINE/HEPARINE CALCIQUE : prélever à mi-chemin entre 2 injections - 6h après l'injection si 2 injections par jour, ou 4h après l'injection si 3 injections par jour.
ADENOVIRUS (ANTIGENE DANS LES SELLES)	virus adénovirus selles gastro entérite	1xselles	O	N	48H	<48H	Selles réfrigérées
AGGLUTININES FROIDES		1xtube EDTA	O	O			
AGGLUTININES IRREGULIERES RAI (dépistage)	Anticorps anti-hématies - recherche/identification, RAI - recherche/identification, Coombs indirect, Anticorps anti-érythrocytaires - recherche/identification	1xtube EDTA	O	N	48H	J0	Identifier sur le tube : - Nom de naissance - Nom d'usage - Sexe - Premier prénom - Date de naissance Joindre les renseignements nécessaires dans le cadre d'une grossesse : - Date des dernières règles - Date d'injection d'anti-RhD (Rhopylac) et dose + antécédent de transfusion <4 mois (pour tous les patients) En cas de dépistage positif, le prélèvement est transmis à l'EFS de Saintes pour identification de l'anticorps irrégulier.
ALAT TRANSAMINASES	Alanine aminotransférase, TGP, SGPT, Transaminases	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref: *12)	J0	
ALBUMINE SERIQUE	Albuminémie	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref: *4)	J0	
ALCOOL ETHYLIQUE	Alcoolémie, Ethanol, Enolemie	1xtube fluoré gris	O	N	12H	J0	Pas de désinfection à l'alcool
ALDOLASE		1xtube sec gel jaune	O	O			
ALDOSTERONE		1xtube EDTA	O	O			Conditions optimales de prélèvement d'après SFE / SFHTA / AFCE: le matin, plus de 2 heures après le réveil, en position assise après 5 à 15 minutes, avec un apport alimentaire normal en sel, une kaliémie normale et sans antihypertenseurs interférant significativement avec le système rénine-angiotensine -aldostérone. Les médicaments antihypertenseurs qui peuvent être maintenus pendant l'exploration comprennent les alpha-bloquants et les inhibiteurs calciques.
ALLERGENE	Phadiatop Trophatop RAST CLA CLA30 pneumallergène trophallergène allergie	1xtube sec gel jaune	O	O			EXAMENS SOUS TRAITES A EUROFINS BIOMNIS OU SYNLAB BARLA
ALPHA FOETOPROTEINE	AFP	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref: *12)	J0	
AMH	Hormone anti Mullérienne	1xtube sec gel jaune	O	O			EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
AMMONIEMIE	Ammoniaque, NH3	1xtube EDTA	O	N	<20 min	J0	Prélèvement au laboratoire uniquement. Tube mis dans la glace. Centrifuger et congeler < 20 min
AMYLASE SERIQUE		1xtube sec gel jaune	O	N	48H (ref: *12)	J0	A jeun Si suspicion pancréatite à remplacer par lipase
AMYLASE URINAIRE	Amylasurie	1xurines de 24Hou, 1xurines échantillon	O	N	48H (ref: *12)	J0	ECHANTILLON URINE ou URINE 24H (préciser la diurèse)
ANDROSTENEDIONE	Delta 4 Androstènedione D4A	1xtube sec gel jaune	O	O			EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
ANGUILLE RECHERCHE DIRECTE	strongyloïdose Strongyloïdes stercoralis	1xselles	O	O			Recherche directe dans les selles EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
ANTI-STREPTOLYSINE	Anticorps antistreptolysine O ASLO, Anticorps anti-enzyme streptococcique, Sérologie streptococcique	1xtube sec gel jaune	O	N	12H	J0	Anticorps antistreptolysine O, ASLO, Anticorps anti-enzyme streptococcique - ASLO, sérologie streptococcique
ANTICOAGULANT CIRCULANT	ACC, Anticorps anti-phospholipides, anticoagulant circulant de type lupique coagulant lupus	2xtube citraté bleu	O	O	4H TA (ref: *11)		A congeler dans les 4H. INDISPENSABLE : renseigner le traitement anticoagulant. Ne pas prélever si patient sous XARELTO, ELIQUIS, PRADAXA. Examen sous traité au CH SAINTONGE.
Anticorps anti PF4	héparine thrombopénie plaquettes TIH	1xtube citraté	O	O			Joindre le score 4T
ANTIGENE CA 125	CA125	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref: *12)	J0	
ANTIGENE CA 15-3	CA 15-3 CA153 CA15-3	1xtube sec gel jaune	O	N		J0	
ANTIGENE CA 19.9	CA 19.9 CA199	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref: *12)	J0	ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRÊT indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement
ANTIGENE SPECIFIQUE PROSTATIQUE LIBRE	PSAL PSA libre ratio rapport	1xtube sec gel jaune	O	N	8h (1)	J0	
Antigénurie pneumocoque	streptococcus pneumoniae antigène	1xurines échantillon	O	N	24H		
ANTITHROMBINE ACTIVITE FONCTIONNELLE	Antithrombine - activité, AT3 thrombine	1xtube citraté	O	N	24H (ref: *11)	J0	- Ne pas prélever si patient sous PRADAXA. Arrêt de 5 jours minimum. - Arrêt 2 mois / 2 cycles : oestroprogestatifs de synthèse et THS - Renseigner si Tamoxifène et L-asparaginasse. Hors grossesse (6 à 8 semaines après accouchement) Renseigner si possible: inflammation, hépatopathie, sd néphrotique...
ASAT TRANSAMINASES	Aspartate aminotransférase, TGO, Transaminases, AST	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref: *12)	J0	

AUTO IMMUNITE	Anticorps anti nucléaires, anti noyaux, AAN, antigènes solubles, ECT, ENA, DNA, ADN natif, SSA SSB Sm Rnp Jo1 Sci70 Sci70 centromère, ANCA, anticorps anti cytoplasme des polynucléaires neutrophiles, MPO, PR3, myéloperoxydase, protéinase 3, bêta GP1 glycoprotéine GP1, cardiolipine cardiolipide, CCP, TRAK, anticorps anti-récepteurs de la TSH, cellules pariétales, muscles lisses, cellules pariétales, mitochondrie, LKM, cytosol, transglutaminase IgA, , myopathies auto immunes, tissus, auto-immunes	1xtube sec gel jaune	O	O			EXAMENS SOUS TRAITES AU LABORATOIRE SYNLAB NAQ
AUTO IMMUNITE2	anticorps, Ac, sclérose, SLA, SP100, Ac anti peptide désaminé de la gliadine, transglutaminase IgG, Ac anti substance inter cellulaire, peau épiderme, myosites, myopathies auto immunes, SCL, auto-immunes, AC anti facteur intrinsèque, Ac anti-insuline, Ac anti-muscle strié, Ac anti saccharomyces ASCA Ac anti tyrosine phosphatase IA2, musk, récepteur acétylcholinestérase RACH Ach	1xtube sec gel jaune	N	O			EXAMENS SOUS TRAITES AU LABORATOIRE CERBA ou BIOMNIS Certains examens sont hors nomenclature : gliadine, myosites/myopathies auto immunes, SLA, SP
BCR ABL	transcrits de fusion BCR-ABL M, m, µ et nano BCR-ABL	1x tube PAXgene ou 1xtube EDTA	O	O			Joindre résultat NFS
BETA - HCG	BHCG, beta-HCG, Hormone chorionique gonadotrope humaine, HCG	1xtube sec gel jaune	O	N			J0 Noter la date des dernières règles.
BETA 2 MICROGLOBULINE	B2M	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref : *12)	J0	
BICARBONATES	HCO3, RESERVE ALCALINE, CO2	1xtube sec gel jaune	O	N	10H (ref : *5)	J0	
BILHARZIOSE RECHERCHE DIRECTE URINES	Bilharziose, Bilharzie, Schistosoma haematobium, Parasite urinaire, Schistosomes	1xurines échantillon	O	N	2h TA - 12H +4°C	J0	Flacon sans conservateur. Recueillir les urines de préférence de fin miction matinale et SYSTEMATIQUEMENT après un effort physique (marche, sauts, escaliers.). Indiquer si voyage. Acheminer le plus rapidement possible au laboratoire.
BILIRUBINE DIRECTE (LIBRE)		1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref: *4)	J0	
BILIRUBINE TOTALE		1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref: *4)	J0	
BMR/BHRE	Bactérie multi résistante, émergent, EPC, ERG, ERV, carabapénémase, BLSE, KPC, OXA48	Ecouvillonnage rectal	O	O			Ecouvillonnage rectal EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
BNP	Brain Natriuretic Peptide	1xtube EDTA (prendre un EDTA en plus si NFS)	O	N	8H (ref : *7)	J0	Si DELAI > à 8H : à remplacer par NT PRO BNP ou A CONGELER. BNP non approprié pour le suivi des patients sous ENTRESTO : à remplacer par NT PRO BNP
BORRELIOSE (MALADIE DE LYME)	Lyme, Borrelia burgdorferi, Maladie de Lyme	1xtube sec gel jaune	O	N	N.C	J0	Pas de commentaire concernant cet examen.
C3	fraction du complément C3	1xtube sec gel jaune	O	O			EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
C4	fraction du complément C4	1xtube sec gel jaune	O	O			EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
CALCITONINE	Thyrocalcitonine	1xtube sec gel jaune	O	N	Congélation < 4H		EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
CALCIUM SERIQUE	CA calcémie calcium corrigé	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref: *4,*12)	J0	
CALCIUM URINAIRE	calciurie	1xurines de 24Hou, 1xurines échantillon	O	N	48H (ref: *12)	J0	Urines de 24H / ou Echantillon urinaire
CALPROTECTINE FECALE		1xselles	O	O	+4°C	=< 2 semaines	EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
CARBAMAZEPINE	Tégretol	1xtube sec gel jaune	O	O			EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
caryotype		1xtube hépariné sans gel	O	O			
CD3 CD4 CD8	VIH HIV CD48 lymphocytes T4 T8 immunophénotypage	1xtube EDTA	O	O			
CDT	Transferrine désialylée, CDT-IFC, Asialotransferrine, IFCC, Transferrine hyposialylée, Transferrine déficiente en acide sialique, Décarboxytransferrine, CDT, Carbohydre Déficient Transferrin, CD Tect	1xtube sec gel jaune	O	O		=< J3	Vérifier l'identité du patient si analyse de la préfecture et préciser le numéro de la carte d'identité. EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
CH50	complément hémolytique total	1xtube sec gel jaune	O	O	Congélation < 1H		Congélation < 1H
CHAINES LEGERES LIBRES KAPPA ET LAMBDA SERUM	CLL	1xtube sec gel jaune	N	O			Examen non remboursé
CHAINES LEGERES LIBRES KAPPA ET LAMBDA URINES	CLL	1xurines de 24H	O	O			Urines de 24H
CHARGE VIRALE VIH	HIV PCR	1xtube EDTA	O	O			
CHLAMYDIA TRACHOMATIS + GONOCOQUE PCR	IST MST chlamydiae gonocoque Neisseria gonorrhoeae lymphogranulomatose vénérienne, Nicolas Favre, LGV	1xe swab ou, 1x 1er jet d'urines	O	O		J3 - J5	- Sur écouvillon avec milieu de transport : prélèvement vaginal, auto prélèvement vaginal (hors période de menstruations), pharynx, anus - Sur 1er jet d'urines (ne pas avoir uriné depuis 2H) - Sperme EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
CHLAMYDIA TRACHOMATIS SEROLOGIE IGG	Nicolas-Favre - maladie de, Lymphogranulomatose vénérienne, chlamydiae	1xtube sec gel jaune	O	N		J0	Interférence de la BIOTINE
CHOLESTEROL TOTAL		1xtube sec gel jaune	O	N	24H	J0	Le patient doit être à jeun depuis au moins 12 heures.
CICLOSPORINE	Ciclosporine A Neoral Sandimun immunosuppresseur	1xtube EDTA	O	O			Préciser 'Résiduel ou 2H après la prise'
CMV PCV	charge virale cytomegalovirus		N	O			Examen remboursé selon indications
COPROCULTURE	Analyse microbiologique des selles, bactériologie des selles, Campylobacter shigelle salmonelle yersinia Aeromonas Vibrio	1xselles	O	N	2H (ref : *16)	<J5	Recueillir les selles fraîchement émises directement dans un flacon stérile. La partie muco-purulente doit être privilégiée, en cas de présence. Transmission au laboratoire dès que possible, sinon conserver l'échantillon à +4C (sauf si parasitologie associée). EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
COQUELUCHE PCR	Bordetella pertussis	1x e swab	O	O		J3	Ecouvillonnage naso pharyngé chez un patient toussant depuis moins de 3 semaines (sinon, examen non remboursé). Renseigner : durée de la toux EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
COQUELUCHE SEROLOGIE	Anticorps anti Bordetella pertussis	1xtube sec gel jaune	O	O			
CORONAVIRUS SARS-CoV-2 PCR	Covid, Covid19, SARS CoV 2, Coronavirus	1xécouvillon avec milieu de transport dédié	O	N		=< J1	Prélèvement rhinopharyngé (exceptionnellement : oropharyngé, salivare) Transmettre obligatoirement : LE FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS POUR LA REALISATION D'UN EXAMEN VIROLOGIQUE OU SEROLOGIQUE COVID-19
CORTISOL SERIQUE	Composé F; Hydrocortisone; Glucocorticoïdes; Cortisol après Dectancyl; Test de Bricaire, test à la dexaméthasone	1xtube sec gel jaune	O	N	48H (ref: * 12)	J0	Prélèvement le matin entre 7h et 10h ou selon l'indication du prescripteur. En cas de test de freinage à la dexaméthasone : A minuit prise par voie orale de 1m de dexaméthasone. Prélèvement le lendemain matin à 8H.
CORTISOL URINAIRE		1xurines de 24H	O	O			Urine de 24h

COVID-19 SEROLOGIE IgG	Anti-spike, Anti-S, Sérologie SARS-COV-2, Sérologie Coronavirus	1xtube sec gel jaune	O	O		=< J2	EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
CREATINE PHOSPHOKINASE	CK totale, Créatine phosphokinase, Créatine kinase, CPK	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref : *4, *12)	J0	Eviter toute activité sportive pendant les 12h précédent le prélèvement. Préciser si traitement hypocholestérolémiant de la famille des statines.
CREATININE SERIQUE	MDRD CKD EPI clairance DFG débit de filtration glomérulaire créatinine	1xtube sec gel jaune	O	N		J0	Proscrire les prélèvements hémolysés.
CREATININE URINAIRE	créatininurie	1xurines de 24H	O	N	48H (ref : *12)	J0	Seule la formule CKD EPI est rendue
CRP PROTEIN C REACTIVE	Protéine C réactive, C-Reactive Protein	1xtube sec gel jaune	O	N	24H	J0	Aucun commentaire concernant cet examen.
CRP ULTRA SENSIBLE	CRPUS CRP US	1xtube sec gel jaune	O	O			EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
CRYOGLOBULINE	Typage de la cryoglobuline, cryoglobuline I ou II ou III.	2xtube sec sans gel à 37°C	O	N		>= J10	Le prélèvement doit être acheminé à 37C. Domicile non réalisable EXAMEN SOUS TRAITE A UN AUTRE LABORATOIRE
CTX CROSS LAPS	Beta Cross-Laps CTX Peptides de dégradation du collagène osseux Tléopéptide C du procollagène I	1xtube sec gel jaune	O	O			Prélever le matin , à jeun , (avant 9h si possible) , à la même heure pour des mesures successives
CUIVRE	CUPREMIE	1xtube sec sans gel	O	N			
CYTOMEGALOVIRUS SEROLOGIE	CMV	1xtube sec gel jaune	O	N		<J2	
D-DIMERS	D-Di DDI Dimères	1xtube citraté	O	N	24H (ref : *11)	J0	
DERMATOPHYTES (RECHERCHE DE)	mycologie, dermatophytie, herpès circiné, mycose	squames ou écouvillon sec	O	N	3J 15-25°C	enviro n 4 sem	Il est conseillé de faire les prélèvements avant ou à distance de tout traitement antifongique. Cf MANUEL DE PRELEVEMENT SYNLAB CHARENTES Recueillir des squames dans une boîte de Pétri. Bien sceller la boîte avec du sparadrap. Prélever les lésions suppurées avec un écouvillon sec (pas de milieu de transport). REMPLIR LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS CLINIQUES.
DEXAMETHASONE	Dosage cortisol	1xtube sec gel jaune	O	N	N.C	N.C	EXAMEN SOUS TRAITE AU LABORATOIRE SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
DHEA	Déhydro-épiandrostérone DHA	1xtube sec gel jaune	O	O			- Prélèvement à J0 à 8h du matin. - A minuit prise par voie orale de 1 mg de dexaméthasone - Prélèvement le lendemain à 8h du matin
DIGOXINE	Hémigoxine®	1xtube sec gel jaune	O	N		J0	EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE A PRELEVER JUSTE AVANT LA PRISE Indiquer le nom du médicament, la posologie, heure de la dernière prise.
DPNI TEST GÉNÉTIQUE PRÉNATAL NON INVASIF DES TRISOMIES 13, 18 ET 21 FOETALE	T21 DPNI TGNi ADNiCt21	1xtube dédié	O	O	4 jours		Tube Streck. CR échographique du 1er trimestre (entre 11 et 13+6 SA), compte rendu de résultat des marqueurs sériques de la trisomie 21 (si réalisés), attestation de Consultation et Consentement signée spécifiques au DPNI, fiche de renseignements cliniques. Résultat uniquement adressé au prescripteur.
DROGUES URINAIRES	AM, Ecstasy, MDMA, MBD8, MDA, 3,4 méthylène-dioxy-amphétamine, méthamphétamines, Barbiturique urinaire, Benzodiazépine, buprénorphine, THC, Cannabis, Amphétamines, Méthadone, Morphine, Opiacés, toxiques, toxicomanie	1xurines échantillon	O	N	48H +4°C	J0 si analys e avant 10H	Flacon primaire (contrà 'le d'identité) sans conservateur ! MICTION AU LABORATOIRE (à n'importe quel moment de la journée). Réquisition judiciaire : vérification d'identité et recueil sous surveillance
EBV	IgM + IgG anti-VCA, IgG anti-EBNA, sérologie Epstein Barr virus, sérologie mononucléose infectieuse	1xtube sec gel jaune	O	N		J0	
EBV PCR	charge virale Epstein Barr Virus		N	O			Examen remboursé selon indication
ECBU EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES	ECBU CBU microbiologie	1xurines échantillon	O	N	2H TA/12H+4, 48H boraté (*16)	J2 =< 2 semai nes	Prélèvement 3H après la miction précédente. Après un lavage hygiénique des mains et une toilette soigneuse du méat et de la région vulvaire d'un seul geste de l'avant vers l'arrière : éliminer le premier jet (20 ml) d'urines dans les toilettes - ne recueillir dans un flacon stérile que les 20-30 ml suivants, au maximum, en prenant soin de ne pas toucher le bord supérieur du flacon. Nourrisson et jeune enfant : prélèvement avec un collecteur. Ne pas laisser la poche en place plus de 30 min. Pour percuter en tube boraté (s'ils vous ont été fourni) : 1) agitez doucement le flacon 2) soulevez l'étiquette protectrice sur le bouchon, sans l'enlever complètement 3) insérez le tube dans l'aiguille du bouchon en exerçant une pression suffisante jusqu'à son remplissage complet 4) retirez le tube et recollez entièrement l'étiquette protectrice 5) retournez délicatement 8-10x le tube Délai d'acheminement : boraté =< 48H, flacon stérile =<2H à température ambiante ou =< 24H à +4C
ELASTASE FECALE		1xselles	O	O	+4°C		EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
ELECTROPHORESE DES PROTEINES SERIQUES	Protéinogramme, Protidogramme, Protides - électrophorèse EPP EPS	1xtube sec gel jaune	O	O	N.C	=< J3	EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
ELECTROPHORESE DES PROTEINES URINAIRES	EPU	1xurines de 24H	O	O			urines de 24H. Indiquer la diurèse.
ENZYME CONVERSION ANGIOTENSINE		1xtube sec gel jaune	O	O			
ERYTHROPOIETINE	EPO	1xtube sec gel jaune	O	O	CONGELER DANS LES 4H	2J	Dans le cadre d'un suivi, les prélèvements doivent être réalisés à un moment constant de la journée en raison d'un rythme nyctéméral (recommandations : entre 7h30 et 12h00).
ESTRADIOL	E2, Endocrinologie, 17 bêta estradiol, Folliculine, Oestradiol	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref : *4, *12)	J0	Acheminer les selles le plus rapidement possible au laboratoire à température ambiante.
EXAMEN PARASITOLOGIQUE DES SELLES	taenia oxures ascaris amibe entamoeba parasite ver EPS	1xselles	O	N	8H		EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
EXPLORATION D'UNE ANOMALIE LIPIDIQUE (EAL)	Cholestérol, triglycérides, LDL, HDL	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref : *4, *12)	J0	PRELEVEMENT A JEUN DEPUIS 12H
FACTEUR II FACTEUR VII FACTEUR X	coagulation hémostase facteurs 2 7 10	1xtube citraté	N	O	24H TA (ref : *11)		
FACTEUR IX	facteur 9 coagulation hémostase	1xtube citraté	O	O	24H TA (ref : *11)		
FACTEUR RHUMATOIDE	Waalser rose	1xtube sec gel jaune	O	N		J0	FACTEUR RHUMATOIDE (Waalser rose + ELISA)
FACTEUR V		5 1xtube citraté	O	N	24H TA°C (ref : *11)	=< J2	
FACTEUR VIII	facteur 8 hémostase coagulation	1xtube citraté	O	N	6H TA (ref : *11)		
FACTEUR WILLEBRAND	antigène activité cofacteur de la ristocétine	1xtube citraté	O	O	6H TA (ref : *11)		Le dosage du facteur VIII est systématiquement associé (délai de conservation du facteur VIII = 4H avant congélation)
FACTEUR XI	facteur 11 coagulation hémostase	1xtube citraté	O	O	4H TA (ref : *11)		
FER	bilan martial	1xtube sec gel jaune	O	N	N.C	J0	PRELEVEMENT A JEUN Si prescrit seul, est remplacé par ferritine selon la NABM
FERRITINE	bilan martial	1xtube sec gel jaune	O	N		J0	
FIBRINOGENE	Fibrinogène - fonctionnel, Fibrine	1xtube citraté	O	N	24H (ref : *11)	J0	
FIEVRE Q SEROLOGIE	Coxiella burnetii	1xtube sec gel jaune	O	O			
FROTTIS URINAIRE	cytologie urinaire, anatomo pathologie	1xurines échantillon	O	N	+4C 12H		Faire une toilette locale. Les urines sont de préférence recueillies après un effort physique modéré (marche à pied, montée d'escalier, etc.) afin de faciliter la desquamation des cellules urothéliales. Les urines de 24 heures ainsi que les urines de la première miction du matin sont à rejeter. Les cellules ayant stagné sont altérées et gênent l'interprétation cytologique. Les urines sont recueillies dans un pot stérile et doivent être rapportées au laboratoire rapidement ou bien conservées à +4 C 12 h maximum. Si cytologie urinaire sur 2 ou 3 jours consécutifs : chaque échantillon doit être recueilli sur le même principe, dans un flacon distinct comportant la date du recueil et doit être rapporté le jour même.
FSH	Endocrinologie, Folliculotrophine, Hormone Folliculo Stimulante, Folliculostimuline, Prolans A, FSH	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref : *4, *12)	J0	
GALE	sarcopte scabei	1xsquames sur lame	O	N		=< J1	A la curette, rechercher les vésicules aux sites habituels (poignet, espaces interdigitaux, ombilic, aisselles, mamelon, organes génitaux externes chez l'homme), percer les vésicules puis gratter en profondeur. Gratter les lésions évocatrices de sillons et déposer sur une lame les squames et croutes des lésions de grattage.

GAMMA GT	GGT, Gamma-glutamyl transférase	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref: *4, *12)	J0	
Gà%NOTYPAGE RHD FOETAL àè PARTIR DU SANG MATERNEL	RHESUS D RH:1 ADN FOETAL CIRCULANT	1xtube EDTA	O	O	3J +4C		Joindre copie de la carte de groupe sanguin de la patiente, copie du résultat de la 1ère détermination du génotypage RHD (si 2è détermination), statut d'allo-immunisation anti-D de la patiente (patiente allo-immunisée anti-D ou non?) ou à défaut copie des résultats des dernières RAL. Joindre Attestation de consultation et consentement signée + Renseignements cliniques. Résultats adressés uniquement au prescripteur.
GLYCÉMIE	Glucose sucre hipo	1xtube fluoré gris	O	N	24H FLUORE, 4H SEC (4,21,22)	J0	PRELEVEMENT A JEUN OU POST-PRANDIAL (2H après le as).
GLYCOSURIE	Glycosurie, Sucre	1xurines échantillon	O	N	6H (ref: *14)	J0	HGPO (test d'hyperglycémie provoquée) :cf test FLACON SANS CONSERVATEUR
GONOCOQUE		1er jet d'urines PTURIDG ou ,1xe swab	O	N	N.C	=< J3	Ecouvillonnage cervical, urétral, vaginal, Ecouvillonnage conjonctival, Biopsie, Stérilet, Sperme, Auto-Prélèvement vaginal, Prélèvements et auto-prélèvements pharyngés et anaux, Urines du 1er jet du matin
GROUPE SANGUIN	Groupe sanguin	1xtube EDTA	O	N	48H	J0	Identifier sur le tube : nom de naissance, nom d'usage, prénom, date de naissance, sexe. Vérifier l'identité du patient via un document officiel d'identité: CNI, passeport... Renseigner: antécédent de transfusion et injection de Rhophylac® (femme en âge de procréer)
HAPTOGLOBINE		1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref: * 12)	J0	UNE SEULE DETERMINATION PAR PRELEVEMENT
HDL CHOLESTEROL		1xtube sec gel jaune	O	N		J0	Aucun commentaire concernant cet examen
HELICOBACTER PYLORI SEROLOGIE IGG	Hp anticorps	1xtube sec gel jaune	O	O			A jeun impératif
HEMOCULTURE		3X PAIRES HEMOCULTURES	O	N	le plus rapidement possible	J15 maximum si endocardite	2-3 paires à la fois sauf pour endocardite : 3 paires prélevées sur 24h espacées au moins d'1H'. 1.Désinfection des mains au SHA. Nettoyage puis antiseptise de la peau : détersion Bétadine scrub, rinçage avec de l'eau stérile, séchage puis antiseptie par Bétadine alcoolique. Ne plus palper la veine à partir de cette étape !2.Retirer la capsule située sur le dessus du flacon, puis désinfecter le bouchon à l'aide d'une compresse imbibée de solution antiseptique (Bétadine alcoolique) et laisser sécher au moins 30 secondes.3.Visser à fond l'adaptateur sur une aiguille avec ailettes 4.Ponction veineuse. 5.Engager le flacon aérobie (bouchon vert) dans l'adaptateur puis le flacon anaérobie (bouchon orange). Maintenir les flacons en position verticale afin de contrôler leur remplissage sur l'échelle graduée.6.Ls flacons d'hémoculture doivent être prélevés avant d'éventuels tubes additionnels. Chez l'adulte, le volume optimal à prélever est de 40 à 60 mL, soit un total de 4 à 6 flacons correctement
HEPATITE A - VHA SEROLOGIE ANTICORPS TOTAUX et IgM	Anticorps totaux - VHA, HAV - anticorps totaux, VHA - anticorps totaux, sérologie VHA - HAV	1xtube sec gel jaune	O	N		=<J1	Ac totaux (IgG + IgM) ou IgM seuls
HEPATITE B Ac HBc totaux et IgM SEROLOGIE	VHB - anticorps totaux anti-HBc, Anticorps totaux anti-HBc, HBV - anticorps totaux anti-HBc, Ac totaux anti-core de VHB, HBc - anticorps totaux VHB - anticorps IgM anti-HBc, Anticorps IgM anti-HBc, HBc - anticorps IgM, HBV - anticorps IgM anti-HBc, IgM anti-core de VHB	1xtube sec gel jaune	O	N		=< J1	
HEPATITE B Ac HBs SEROLOGIE	HBs - anticorps totaux - titrage, Anticorps totaux anti-HBs - titrage, HBV - anticorps totaux anti-HBs - titrage, VHB - anticorps totaux anti-HBs - titrage	1xtube sec gel jaune	O	N		=< J1	
HEPATITE B Antigène HBs	Antigène Australia, HBs - antigènes, HBV - antigène HBs, VHB - antigène HBs, Antigène HBs	1xtube sec gel jaune	O	N		=< J1	
HEPATITE B CHARGE VIRALE	PCR	1xtube EDTA	O	O			
HEPATITE C - VHC SEROLOGIE	VHC - sérologie dépistage, Anticorps anti-hépatite C - sérologie dépistage, HCV - sérologie dépistage	1xtube sec gel jaune	O	N		=< J1	ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRÊT indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement.
HEPATITE C CHARGE VIRALE	VHC HCV PCR	1xtube EDTA	O	O			
HEPATITE E IGM	HEV HVE sérologie	1xtube sec gel jaune	O	O			EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
HLA B27	HLA B27 Gà%NOTYPAGE HLA B27 TYPAGE HLA B27 ANTIGÈNES LEUCOPLAQUETAIRES HLA B27 ANTIGÈNE HLA B27	1xtube EDTA	N	O	7jour TA, 1 mois+4C		Non remboursé. Joindre attestation de consultation et consentement signée. Résultat adressé uniquement au médecin prescripteur.
HLM COMPTE D'ADDIS	Addis, HLM, Hématies-Leucocytes-Minutes, Compte d'addis	1xurines sur 3H	O	N		J0	- 3 heures avant le lever habituel : - Uriner en vidant la totalité de la vessie dans les toilettes. - Boire un grand verre d'eau. - Noter la date et l'heure sur le flacon fourni par le laboratoire. - Se recoucher et rester allongé au repos et à jeun pendant 3 heures. - 3 heures après (le plus exactement possible) : - Uriner dans le flacon fourni par le laboratoire pour recueillir la totalité des urines. - Noter l'heure sur le flacon Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les 2 heures après la fin du prélèvement. Si ce n'est pas possible, conserver les urines entre +2 et +8°C pendant 12 heures maximum. NB : dans l'intervalle des 3 heures, toutes les urines doivent être récupérées dans le flacon. Chez la femme, à effectuer en dehors des menstruations.
HOMOCYSTEINE		1xtube hépariné avec gel	N	O	à congeler rapidement		Domicile déconseillé. Acheminer le prélèvement dans la glace. EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NAQ
HTLV SEROLOGIE		1xtube sec gel jaune	O	O			EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
HYPERGLYCÉMIE PROVOQUEE PAR VOIE ORALE	HGPO	1xtube fluoré gris	O	N	24H	J0	But du test : Diagnostic de diabète gestationnel ou diagnostic de diabète de type 2 Préparation du patient : Sujet à jeun depuis 8h Produit : Glucose Dose : Adulte : administration per os de 75 g (flacons prêts à l'emploi). Enfants : 1,75 g/kg de poids corporel de glucose (sans dépasser 75 g). Protocole - Prélèvement à T0. - Administration per os de la dose appropriée de glucose - Installation du patient au repos en salle d'attente, sous contrôle visuel, avec consigne de ne pas s'alimenter, ni boire, ni fumer pendant la durée de l'épreuve. - Pour le diagnostic du diabète gestationnel (femmes enceintes entre 24 et 28SA) : prélèvements aux temps : T60, T120, après l'ingestion de glucose - Pour le diagnostic du diabète de type 2 (hors grossesse) Prélèvement au temps T120 - Dosage : Glucose
IgE spécifiques	allergènes allergie RAST phadiatop trophatop CLAT CLAP pneumallergène trophallergène acarien moisissure pollen chat chien	1xtube sec gel jaune	O	O			Examens sous-traités à Synlab Nouvelle Aquitaine, Eurofins ou CERBA
IgE TOTALES	PRIST, RIST	1xtube sec gel jaune	O	N	N.C	J0	
IGF-1	Insulin Growth Factor Insulin like Growth Factor SMC Somatomedine C IGF1	1xtube sec gel jaune	O	O	Congelation < 4H		EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE Congelation < 4H
IMMUNOFIXATION SERIQUE	immuno électrophorèse, immunotypage, identification d'une anomalie monoclonale, typage	1xtube sec gel jaune	O	O	48H (ref: *12)	=< J3	EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
IMMUNOGLOBULINES SÉRIQUES IgG, IgA, IgM.	GAM, Immunoglobulines G/A/M pondéral, DPIG (Dosage Pondéral des Immunoglobulines)	1xtube sec gel jaune	O	N	48H (ref: *12)	=< J3	EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
IMMUNOPHENOTYPAGE LYMPHOCYTAIRE	typage CD19 CD20 lymphocytes phénotypage	1xtube EDTA	O	O			typage CD19 CD20 lymphocytesPRELEVER DU LUNDI AU JEUDI MATIN

INSULINE	HOMA QUICKI	1xtube sec gel jaune	O	O			Examen sous traité à SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
IODE URINAIRE	iodurie	1xurines de 24H ou, 1xurines échantillon du matin	N	O			
IONOGRAMME (NA, K, CL)	IONO, NA, K, CL, Potassium, Chlore, Sodium	1xtube sec gel jaune	O	N	8H (ref 19+20 étude interne)	J0	POTASSIUM : A PRELEVER IDEALEMENT AU LABORATOIRE. Prélèvement non hémolysé.
IONOGRAMME URINAIRE	IONO, NA, K, CL, Potassium, Chlore, Sodium	1xurines de 24H	O	N	72H (ref: *12)	J0	Préciser le volume, sans conservateur.
JAK2 mutation	mutation V617F exon12	1xtube EDTA	N	O			Joindre la feuille de demande Génétique moléculaire onco-hématologique.
KLEIHauer	Kleihauer - test, Hématies fœtales dans le sang maternel	1xtube EDTA	O	N	24H	J0	Préciser le contexte de la demande.
LACOSAMIDE	VIMPAT	1xtube sec sans gel	O	O			Dans le cadre du suivi thérapeutique, le prélèvement doit être réalisé au taux résiduel (juste avant la prise médicamenteuse).
LDH	Déshydrogénase lactique, LDH	1xtube sec gel jaune	O	N	10H (ref: *5)	J0	
LDL CHOLESTEROL		1xtube sec gel jaune	O	N		J0 SI AVANT 10H	A jeun impératif
LEGIONELLA Ag LP1 URINAIRE	Antigène soluble de Legionella pneumophila, Antigène Legionella pneumophila, légionetose, légionetose	1xurines échantillon	O	N	24H	J0	
LEPTOSPIROSE PCR		1xtube EDTA, ou urines, ou LCR	N	N			Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique La détection du génome du genre Leptospira est possible dans le sang, le LCR ou l'urine en fonction du stade de la maladie. Lors de la première semaine de la maladie, les leptospires diffusent dans l'organisme par voie sanguine. Au cours de la deuxième semaine, les germes disparaissent dans le sang et sont présents dans le LCR et les urines. La PCR sur prélèvement sanguin est à réaliser uniquement en phase virémique (dans les dix premiers jours après le début de la maladie). Examen remboursé selon indications
LEPTOSPIROSE SEROLOGIE	Leptospire maladie des égueutiers	1xtube sec gel jaune	O	O			A réaliser uniquement en phase immune (détection des IgM, sept jours environ après le début de la maladie, pendant deux-trois mois) Joindre la fiche de renseignements spécifique
LEVETIRACETAM	KEPPRA	1xtube sec sans gel	O	O			Dans le cadre du suivi thérapeutique, le prélèvement doit être réalisé au taux résiduel (juste avant la prise médicamenteuse).
LH SERIQUE	Lutéotropine, Luteinizing Hormone, Endocrinologie, Hormone Lutéinisante	1xtube sec gel jaune	O	N		J0	Préciser : - date de dernières règles Contexte clinique : - bilan d'exploration en vue d'une grossesse - PMA - Ménopause
LIPASE SERIQUE	Lipasémie	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref: *4)	J0	
LIQUIDE CEPHALO RACHIDIEN	LCR, Liquide de ponction, liquide Céphalo-rachidien, liquide cérébro spinal	1xtube sec sans gel	O	N	2H (ref: *16)	J0 CHIMI E CYTOL OGIE/J 5 BACTE RIO	Prélèvement flacon stérile.
LIQUIDE D'ASCITE - LIQUIDE PLEURAL - LIQUIDE ARTICULAIRE	Liquide de ponction, Liquide d'ascite, Liquide pleural, liquide articulaire, épanchement	1xtube citraté + 1 pot stérile	O	O	T°A 12H (ref: *16)	==<J15 BACTE RIO	Tube citraté + flacon stérile
LITHIUM ERYTHROCYTAIRE		1xtube EDTA	O	O			
LITHIUM SERIQUE	Téralithe, Li, Lithiémie	1xtube sec gel jaune	O	N	<4H (ref: *9)	J0	FORME A LIBERATION IMMEDIATE: PRELEVEMENT LE MATIN AVANT LA PRISE FORME A LIBERATION PROLONGEE: PRELEVEMENT LE MATIN OU LE SOIR (CONCENTRATION INTERMEDIAIRE OU RESIDUELLE) Indiquer le nom du médicament, la posologie, heure de la dernière prise.
MAGNESIUM ERYTHROCYTAIRE	Mg	1xtube hépariné sans gel	O	O			ATTENTION TUBE VERT FONCE HEPARINE SANS GEL EXAMEN SOUS TRAITE A CERBA
MAGNESIUM SERIQUE	Magnésémie, Mg	1xtube sec gel jaune	O	N	8H (ref: *4)	J0	Aucun commentaire concernant cet examen.
MAGNESIUM URINAIRE	Mg, Magnésurie	1xurines de 24H	O	N	3j (ref: *12)	J0	URINES DE 24H
MALADIE DES GRIFFES DU CHAT SEROLOGIE	Afpia felis Bartonella fièvre des tranchées LBI LRBI Lymphoréticulose Bénigne d'Inoculation Bartonella hensale Bartonella quintana	1xtube sec gel jaune	O	O			
MICROALBUMINURIE		1xurines de 24Hou, 1xurines échantillon	O	N	7j (re: *12)	J0	Echantillon urine ou Urines de 24h FLACON SANS CONSERVATEUR
MICROSPORIDIES		1xselles	O	O			Recherche dans les selles EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
MUTATION	génétique	1xtube EDTA	O	N			JOINDRE : l'attestation de consultation et la fiche de consentement signées par le patient et le prescripteur, la fiche de renseignement clinique spécifique si besoin.
MYCOBACTERIES CULTURE	BK tuberculose Mycobactéries atypiques Mycobacterium tuberculosis	expectorations, urines du matin sur 3 jours, dans pot stérile	O	O	8 sem		
MYCOPLASMA GENITALIUM PCR	Mycoplasme IST	1x1er jet d'urines ou, 1xe swab	O	O			Echantillon d'urines (1er jet) Prélèvement vaginal, urétral, anal : sur e swab Sperme EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
MYCOPLASMA PNEUMONIAE Ig G + Ig M	Mycoplasme sérologie	1xtube sec gel jaune	O	N		==< J1	
MYCOPLASMA UROGENITAUX UREAPLASMA M. HOMINIS	Mycoplasma hominis, Mycoplasma, Ureaplasma urealyticum	1x1er jet d'urines ou, 1xe swab	N	O	N.C	J3	- Echantillon urine (1er jet) - Prélèvement vaginal - Prélèvement urétral - Sperme NON REMBOURSE
MYOGLOBINE		1xtube sec gel jaune	O	N		J0	
NFS	NFS, Frottis sanguin, Numération et formule sanguines, hémogramme, NFP	1xtube EDTA	O	N	12H (ref: *17)	J0	
NITRITES		1xurines échantillon	N	N	N.C	J0	Examen hors nomenclature
NOROVIRUS (AG SELLES)	calicivirus virus diarrhées selles gastro entérite	1xselles	O	N			
NSE	Neuron Specific Enolase	1xtube sec gel jaune	O	O	Congélation < 1H		Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé Centrifuger et décanter dans l'heure suivant le prélèvement
NT-PRO BNP	Pro-Brain Natriuretic Peptide, Peptide natriurétique de type B, Précurseur du BNP	1xtube sec gel jaune	O	N	12H	J0	Aucun commentaire concernant cet examen.
OROSOMUCOIDE	Alpha-1 glycoprotéine acide	1xtube sec gel jaune	O	O			EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
OSMOLARITE SERIQUE		1xtube sec gel jaune	O	N	12H	J0	REFRIGERE
PALUDISME	Malaria, Plasmodium, falciparum, goutte épaisse, frottis sanguin, hrp2, antigénémie, parasitémie	1xtube EDTA	O	N	Dans les plus brefs délais	J0	Précisez : - le pays de séjour - la date de retour - la prise d'une prophylaxie URGENCE
PALUDISME FROTTIS SANGUIN		1xtube EDTA	O	N	Dans les plus brefs délais	J0	Précisez : - le pays de séjour - la date de retour - la prise d'une prophylaxie

Panel infectieux respiratoire	PCR multiplex Adenovirus Bocavirus Bordetella pertussis Chlamydia pneumoniae Coqueluche Coronavirus HKU1, NL63, 229E, OC43 Covid-19 Entérovirus Enterovirus humain/rhinovirus Human Metapneumovirus Influenza A Influenza A - H1 Influenza A - H1-09 Influenza B Legionella pneumophila Mycoplasma pneumoniae Parainfluenza virus types 1, 2, 3, 4 SARS-CoV-2 VRS, grippe	prélèvement nasopharyngé sur milieu de transport m4RT	N	O			Réaliser un prélèvement nasopharyngé et décharger l'écouvillon dans un milieu m4RT (milieu de transport avec bouchon mauve). Pathogènes détectés : Adenovirus Bocavirus Bordetella pertussis Chlamydia pneumoniae Coqueluche Coronavirus HKU1, NL63, 229E, OC43 Covid-19 Entérovirus/rhinovirus Metapneumovirus Influenza A et B Legionella pneumophila Mycoplasma pneumoniae Parainfluenza SARS-CoV-2 VRS
PAPILLOMAVIRUS PCR	cancer col utérus frottis HPV 16 18 CCU		O	N	3 sem TA et +4°C		Pour dépistage du CCU, selon recommandations HAS2019, dépistage HPV en 1ère intention chez les femmes entre 30 et 65 ans. En cas de test positif, un examen cytologique réflexe est demandé : envoi CERBA.
PARACETAMOL	Acétaminophène	1xtube sec gel jaune	O	N	12H	J0	Suspicion d'intoxication : indiquer la quantité ingérée et l'heure de prise.
PARATHORMONE INTACTE	Parathormone, PTH native, Hormone parathyroïdienne, PTH 1-84, PTH - intacte	1xtube sec gel jaune	O	N	6H (ref: *6,12)	J0	
PARVOVIRUS B19 SEROLOGIE IGG + IGM	Cinquième maladie Erythrovirus B19 Mégalérythème épidémique	1xtube sec gel jaune	O	O			EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
PCR HSV1 HSV2	herpès simplex virus HSV-1 HSV-2 herpès		O	O			
PCR MULTIPLEX DANS LE LCR	panel infectieux LCR liquide céphalo rachien cérébro spinal PL ponction lombaire entérovirus HSV VZV HHV6 CMV Listeria méningocoque pneumocoque cryptocoque Haemophilus Neisseria meningitidis Streptococcus pneumoniae varicelle zone herpès	LCR	N	O			examen sous-traité au CH de SAINTES. Délai d'acheminement le plus rapide possible au laboratoire.
PEPTIDE C		1xtube sec gel jaune	O	O	N.C		Prélèvement à jeun EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
PH URINAIRE		1xurines échantillon	O	N	6H (ref: *14)	J0	
PHOSPHATASES ALCALINES	PAL	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref: *12)	J0	Aucun commentaire concernant cet examen.
PHOSPHATASES ALCALINES OSSEUSES	PAL osseuses, électrophorèse PAL	1xtube sec gel jaune	O	O			
PHOSPHORE SERIQUE	Phosphate	1xtube sec gel jaune	O	N	8H (ref*4), 10H sur hep (*5)	J0	
PHOSPHORE URINAIRE	Phosphaturie	1xurines de 24H	O	N	48H (ref: *12)	J0	Urines de 24H
PLAQUETTES		1xtube EDTA	O	N	24H (ref: *17).	J0	Si suspicion d'aggrégats plaquettaires, un contrà` le sur un tube citraté peut être demandé. En l'absence d'amas sur EDTA, il est préférable de suivre les plaquettes sur EDTA, il persiste une sous-évaluation du nombre de plaquettes sur citrate.
PREALBUMINE	Transthyrétine, TTR	1xtube sec gel jaune	O	N		J0	
PRELEVEMENT BOUCHE LANGUE	ORL bouche langue mycose	1xe swab	O	N		=< J4	Ecouvillonnage « franc » des lésions (eSwab)EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
PRELEVEMENT BRONCHOPULMONAIRE (BACTÉRIOLOGIE)	ECBC, Crachats, Expectoration, LBA, Aspiration, Fibroscopie, Lavage broncho alvéolaire, microbiologie, bactériologie, examen cytotabactériologie, BK, mycobactérie, tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, Aspergillus, mycologie	1xpot stérile	O	O	2H TA/24h +4C (ref: *16)	J4	FLACON STERILE. Prévoir 1 flacon pour la recherche de germes standards, 1 flacon supplémentaire si recherche d'Aspergillus et 1 flacon supplémentaire si recherche de mycobactéries/BK.Prélèvements:- Expectorations- Aspiration bronchique- LBAAcheminement le plus rapidement possible au laboratoire.
PRELEVEMENT CUTANE SUPERFICIEL		1xe swab	O	O		=< J5	Renseigner la localisation. Recherche bactériologique. Pour une recherche de mycologie : voir «dermatophytes»EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
PRELEVEMENT GORGE	gorge angine ORL amygdale Chlamydia gonocoque bactériologie	1xe swab	O	O		=< J4	Angine érythémato-pultacée : -Abaisser la langue à l'aide de l'abaïsse-langue pour dégager le pharynx et éviter tout contact salivaire-Demander au patient d'émettre le son "AAAH" pour dégager les amygdales -Ecouvillonner (eSwab) au niveau des lésions : amygdales, pilier du voile du palais, paroi postérieure du pharynxAngine herpétique : -Prélever au niveau de l'ulcération -Décharger l'écouvillon en milieu pour PCR AGENT INFECTIEUX spécifique Suspicion de diphtérie :-Prélever à la périphérie des fausses membranes ou sous les fausses membranes avec l'écouvillon eSwab mis en milieu de transport Angine ulcéro-nécrotique (angine de Vincent) :-Prélever au niveau de l'ulcération à l'aide d'un écouvillon eSwab à décharger dans son milieu de transport Recherche de Chlamydia/gonocoque par PCR : -Ecouvillonnage pharyngé avec e-swabEXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
PRELEVEMENT OEIL		1xe swab	O	O			Conjonctivite-Pas de toilette faciale ni d'utilisation de produits de maquillage avant le prélèvement. -Bien tirer la paupière-Frottis à l'écouvillon eSwab fin (bouchon orange) des conjonctives palpébrales avec recueil des sécrétions et du pus conjonctival dans l'angle interne de l'œil Recherche de virus : grattage à l'écouvillon de la conjonctive palpébrale et recueil du maximum de sécrétions et de fausses membranes. L'écouvillon est placé dans un milieu de transport spécifique PCR AGENT INFECTIEUX.† Recherche de Chlamydia : gratter à l'aide d'un écouvillon la conjonctive par 4 allers-retours des paupières inférieure et supérieure (après retournement) et recueillir le maximum de sécrétions. 1 e-swab. Dans le cas d'un trachome, retourner la paupière, identifier les zones avec follicules, inflammation pour gratter à leur niveau les cellules épithéliales.† Recherche de microsporidies; Demodex : cf manuel de prélèvementEXAMENS ENVOYES A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
PRELEVEMENT OREILLE	oreille ORL otite bactériologie Aspergillus bactérie	1xe swab	O	O			Otite externe (otite du nageur) :Frotter un écouvillon eSwab bouchon orange « fin » sur tout le conduit auditif externe ou recueillir le liquide d'écoulement spontané et les débris. NB : dans le cas d'une otite moyenne aiguë et d'une otite moyenne récidivante, le prélèvement est effectué par l'oto-rhino-laryngologiste.NB : en cas de recherche d'Aspergillus, réaliser le prélèvement sur un écouvillon sec.EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
PRELEVEMENT VAGINAL PV	score de nugent, examen cyto bactériologique des leucorrhées, chlamydia, vaginose, vaginite, pertes, gonocoque, streptocoque b	1xe swab	O	O	48H (ref: *16)	J4	PRELEVEMENTS VAGINAUX OU CERVICO-VAGINAUXComprend : score de nugent, recherche de germes standard, streptocoque B, Trichomonas vaginal, mycologie, Chlamydia trachomatis + gonocoque par PCR. Si demande de recherche de mycoplasma genitalium : sera faite sur le même e-swab, ne pas prélever d'e-swab supplémentaire.SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
PROCALCITONINE	PCT	1xtube sec gel jaune	O	N		J0	
PRODUITS DE DEGRADATION DU FIBRINOGENE ET DE LA FIBRINE	Produits de dégradation du fibrinogène et de la fibrine, FDP, PDF	1xtube citraté	O	N	8H	J0	
PROGESTERONE		1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref: *12)	J0	Renseigner le jour du cycle et le traitement (contraception, autre ?)
PROLACTINE	PRL	1xtube sec gel jaune	O	N	2 JOURS (ref: *12)	J0	APRES 20 MINUTES DE REPOS
PROTEINE C	protéine C activité antigène	1xtube citraté	O	O	24H TA (ref: *11)		Ne pas faire sous AVK (sous-estimation). Arrêt 3 semaines. Dosage possible sous ACOD.
PROTEINE DE BENGE JONES	Immuno-électrophorèse des protéines urinaires, protéinurie de Bence Jones, BI, recherche de chaînes légères libres urinaires	1xurines de 24H ou échantillon du matin	O	O		=< 1 semai ne	EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE Urines de 24H ou miction du matin Ne pas faire sous AVK (sous-estimation), arrêt de 3 semaines nécessaire. Activité non réalisable sous ACOD, antigène possible.
PROTEINE S	activité antigène	1xtube citraté	O	O	4H TA (ref: *11)	J0	Aucun commentaire concernant cet examen
PROTEINES SERIQUES	Protidémie protides	1xtube sec gel jaune	O	N		J0	URINES DE 24H : - Conserver les urines à +4°C pendant le recueil
PROTEINURIE	Protéinurie, Albuminurie	1xurines de 24Hou sur échantillon	O	N	24H (ref: *12)	J0	
PSA TOTAL	PSA, Antigène spécifique prostatique, PSA	1xtube sec gel jaune	O	N	24h (ref: *1,12)	J0	
PUS PROFOND	examen bactériologique abcès anaérobie bactérie	1xpot stérile	O	O	2H (ref: *16)	J5-J15 SUIVA NT NATU RE	1 pot stérileEXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE

Rénine		1xtube EDTA	O	O			Conditions optimales de prélèvement d'après SFE / SFHTA / AFCE: le matin, plus de 2 heures après le réveil, en position assise après 5 à 15 minutes, avec un apport alimentaire normal en sel, une kaliémie normale et sans antihypertenseurs interférant significativement avec le système rénine-angiotensine-aldostérone. Les médicaments antihypertenseurs qui peuvent être maintenus pendant l'exploration comprennent les alpha-bloquants et les inhibiteurs calciques. REGIME ALIMENTAIRE : Nos valeurs de référence ne sont valables qu'en régime normosodé (80-250mEq/24h de natriurèse)
RETICULOCYTES	Réticulocytes	1xtube EDTA	O	N	24H (ref: *17)	J0	
ROTAVIRUS (AG DANS LES SELLES)	virus selles diarrhée gastro entérite	1xselles	O	N	48H	J0	Selles réfrigérées
ROUGEOLE SEROLOGIE		1xtube sec gel jaune	O	O			EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
							Joindre IMPERATIVEMENT les renseignements cliniques suivants : - si évaluation du statut immunitaire : * date de la vaccination * date de la grossesse - si suspicion de séroconversion : * dates de contagé d'éruption * résultats des sérologies antérieures
RUBEOLE IgG	sérologie rubivirus	1xtube sec gel jaune	O	N	N.C	=<J2	
SANG DANS LES SELLES	SG, Sang dans les selles, hemocult	1xselles	O	N	TA 6H / +4C 7J	J0	
SELENIUM		1xtube sec sans gel	N	O			/\ TUBE ROUGE
SEROLOGIE ASPERGILLUS		1xtube sec gel jaune	O	O			
SEROLOGIE HERPES HSV1 HSV2	herpès simplex virus HSV-1 HSV-2 herpes anticorps	1xtube sec gel jaune	O	N			EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
SHBG SEX HORMON BINDING GLOBULIN	Protéine de transport de la testostérone, SBG, SBP, SEBG, Sex Binding Globulin, Sex Hormone Binding Globulin, TeBG Testosterone Binding Globulin, Testosterone estradiol Binding Globulin	1xtube sec gel jaune	O	O			EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
SPERMOCULTURE	Sperme	1xPTSPERM	O	N	2H à T°A	J4	SPERMOGRAMME NON REALISABLELe recueil de sperme doit être réalisé de préférence au laboratoire. Respecter une abstinence de 2 à 5 jours avant la date de l'examen. Absence d'antibiothérapie dans les 8 jours précédant l'examen (>1 mois pour chlamydia et mycoplasme) Boire abondamment la veille du test. Uriner avant le recueil. Procéder à une désinfection des mains. A l'aide de la lingette remise par le laboratoire ou à l'aide d'un savon antiseptique, désinfecter soigneusement le gland, le méat, le sillon balano-préputial et le prépuce. Rincer avec du sérum physiologique. Par masturbation, recueillir la totalité de l'éjaculat directement dans le flacon stérile immédiatement après miction. Prescrire l'usage du préservatif et/ou la technique du coït interrompu. Si le prélèvement est effectué à domicile, il doit être transmis au laboratoire dans les 2 heures maximum à température ambiante.
SULFATE DE DHEA	SDHEA Déhydroépiandrostérone sulfate DHAS SDHA SDHEA Sulfate de déhydroépiandrostérone Sulfate de DHA	1xtube sec gel jaune	O	O			EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
SYPHILIS (BW)	BW - dépistage, Test tréponémique ELISA, tréponème, TPHA immunoenzymatique, Test tréponémique EIA, tréponematosé, Treponema pallidum, TPHA EIA, Ig totaux syphilis, TPHA ELISA, Syphilis,	1xtube sec gel jaune	O	N		=< J1	
T3 LIBRE	FT3, Triiodothyronine libre	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref: *4)	J0	ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRÊT indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement
T4 LIBRE	FT4, Thyroxine libre, Tétraiodothyronine libre	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref: *4)	J0	PRELEVEMENT AU MOINS 10H APRES L'INJECTION D'HEPARINE (HBPM COMPRIS) ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRÊT indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement
TACROLIMUS	Adoport Advagraf Conferoport Envarsus Modigraf Prograf Protopic Tacrolimus Takrozem immunosuppresseur	1xtube EDTA	O	O			Prélèvement en taux résiduel (juste avant la prise) Indiquer si : - bilan pré-opératoire - suivi de traitement : - nom de la molécule
TAUX DE PROTHROMBINE	TP, Temps de Quick, INR	1xtube citraté	O	N	24H (ref: *11)	J0	
TAUX DE REABSORPTION TUBULAIRE	TRP, Taux de Réabsorption tubulaire du Phosphore	1xtube sec jaune + 6ch urines selon protocole	O	N		J0	Le sujet à jeun depuis la veille, vide sa vessie à 8h et absorbe 250 mL d'eau. Recueillir les urines émises de 8h à 10h
TEMPS DE CEPHALINE ACTIVEE	TCA, APTT	1xtube citraté	O	N	6H, 2H si HNF (ref: *11)	J0	Indiquer si : - bilan pré-opératoire - suivi de traitement : - nom de la molécule - date et heure de la dernière injection. En cas de suivi de traitement par HNF, le prélèvement doit être réalisé à mi-chemin entre 2 injections.
TEST DE COOMBS DIRECT	Test de Coombs direct, TDA, Test direct à l'antiglobuline	1xtube EDTA	O	N	48H	J0	
TEST RESPIRATOIRE A L'UREE MARQUEE AU 13C	helicobacter pylori Helikit	Helikit (pharmacie)	O	O			Kit à aller chercher en pharmacie, sur ordonnance. Le test dure 35 min. Le sujet doit être à jeun depuis 6H, au repos, sans fumer, sans boire ni manger pendant l'épreuve. Le test doit être réalisé après arrêt de tout traitement antibiotique depuis au moins 4 semaines, arrêt des antisécroïres depuis 2 semaines (IPP, anti-H2), arrêt des pansements gastro-intestinaux depuis 24 heures.
TESTOSTERONE BIODISPONIBLE		1xtube sec gel jaune	O	O			
TESTOSTERONE LIBRE		1xtube sec gel jaune	O	O			
TESTOSTERONE TOTALE	Testostérone totale	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref: *12)	J0	
THYROGLOBULINE	Tg	1xtube sec gel jaune	O	O			EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
TOPIRAMATE	EPITOMAX	1xtube sec sans gel	O	O			Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise.
TOXINE DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE PCR		1xselles	O	N		=< J3	EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
TOXOPLASMOSE Ig G ET Ig M	Anticorps anti-Toxoplasma gondii - IgG/IgM	1xtube sec gel jaune	O	N	N.C	J0	
TRANSFERRINE	TRF, Sidérophiline	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref: *4)	J0	
TRIGLYCERIDES	Bilan lipidique, BILIP, TG	1xtube sec gel jaune	O	N	24H	J0	Le patient doit être à jeun depuis au moins 12 heures.
TRISOMIE 21 - MARQUEURS SERIQUES	T21 DEPISTAGE SERIQUE DU RISQUE DE TRISOMIE 21 ESTIMATION DE RISQUE DE TRISOMIE 21 FOETALE DANS LE SANG MATERNEL MARQUEURS SERIQUES DE T21 PENDANT LA GROSSESSE HT21 AFP HCG Bâ%TA ET PAPP-A PAPP-A (ASSOCIâ%E â€ HCG Bâ%TA) MARQUEURS	2xtube sec gel jaune	O	O			Date de prélèvement : - marqueurs 1er trimestre + CN si prélèvement entre 11 et 13+6 SA - marqueurs 2ème trimestre seuls si prélèvement entre 14 et 18+3 SA Joindre : Compte rendu échographique du 1er trimestre, fiche de renseignements cliniques, attestation de consultation / consentement signée.
TROPONINE I		1xtube sec gel jaune	O	N	Délai rapide ou <6H	3H (URGE NCES) OU J0 SI <6H	URGENCE / A TRANSMETTRE DANS LES PLUS BREFS DELAIS
TSH	Thyrotropine, Thyroestimuline, Thyrotropine, TSH	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref: *4)	J0	Préciser si traitement thyroïdien

URACILE	Déficit en DPD, Phénotypage de DPD, Phénotype DPD Toxicité capécitabine fluoropyrimidines 5-FU Uracilémie	2xtube hépariné sans gel	O	O	congélation < 1H		A CONGELER DANS L'HEURE 2 TUBES
UREE SERIQUE	azotémie, urémie, azote, urée	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref : *4,12)	J0	HN analyse remboursée selon certaines indications.
UREE URINAIRE		1xurines de 24H	N	N	48H	J0	Préciser le volume des urines de 24h Urines sans conservateur
VARICELLE ZONA SEROLOGIE	VZV anticorps	1xtube sec gel jaune	O	O			EXAMEN SOUS TRAITE A SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
VIH SEROLOGIE	HIV sida virus immunodéficience humaine	1xtube sec gel jaune	O	N	N.C	J0	ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRÊT indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement.
VITAMINE A	Rétinol Axérophтол	1xtube sec sans gel	O	O	Congeler < 4H		Dépistage remboursé sans ordonnance.
VITAMINE B1	thiamine	1xtube EDTA	N	O	Congélation < 30 min si TA		DOMICILE DECONSEILLE Conservation à l'abri de la lumière
VITAMINE B12	Cobalamine, B12	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref: *4)	J0	Congélation de l'échantillon sous un délai maximal de 30 minutes à température ambiante ou 2h à température réfrigérée. Conserver à l'abri de la lumière avant envoi. Prélèvement à jeun recommandé, éviter toute supplémentation vitaminique 24h auparavant.
VITAMINE B6	Pyridoxal phosphate Pyridoxine	1xtube EDTA	O	O	Congélation < 4H		Aucun commentaire concernant cet examen
VITAMINE C	acide ascorbique	1xtube hépariné sans gel	O	O	TA < 30 min, +4C 3H		Prélèvement à jeun recommandé, éviter toute supplémentation vitaminique 24h auparavant
VITAMINE D	25 - OH - D2, D3, 25 - hydroxy Vitamine D3, Calcitriol, calcitriol	1xtube sec gel jaune	O	N	24H (ref: *4,12)	J0	PAS DE PRELEVEMENT A DOMICILE Congélation < 30 min si conservation à température ambiante.
VITAMINE E	tocophérol	1xtube hépariné sans gel	O	O			Congélation de l'échantillon sous un délai maximal de 4 heures. Conserver à l'abri de la lumière avant envoi.
VITAMINE K1	Facteur anti-hémorragique Phylloquinone Phytoménadione K	1xtube sec sans gel	N	O			Prélèvement à jeun, non hémolysé, non hyperlipidémique. à%viter toute supplémentation vitaminique 24h auparavant
VITESSE DE SEDIMENTATION	VS	1xtube EDTA	O	N	8H	J0	DOMICILE DECONSEILLE Conserver à l'abri de la lumière. Prélèvement à jeun recommandé, éviter toute supplémentation vitaminique 24h auparavant.
Zinc	Zn	1xtube sec sans gel	O	O			/!\ TUBE ROUGE