



LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE SYNLAB AUVERGNE

CANTAL - LOT - CORREZE - PUY DE DOME - ALLIER

FICHE de SUIVI PRÉLÈVEMENTS MICROBIOLOGIQUES (écouvillons)

Nom préleveur + Tél.	Date	Heure

Espace réservé
au Laboratoire
«Étiquette patient»

Civilité : M. M^{me} Sexe : F M Indéfini
 Nom d'usage :
 Nom de naissance :
 Prénom :
 Date de naissance : / / Tél. :
 Adresse :
 Transmission des résultats Mail Serveur My Synlab Courrier (frais d'envoi : 1,50€)
 Mail :
 Identité vérifiée sur pièce d'identité

En l'absence des éléments ci-dessous, nous ne pouvons pas pratiquer le tiers payant :

N° de sécurité sociale :
 Régime obligatoire : MSA CPAM SNCF MGEN Autres
 Prise en charge : ALD Invalidité FNS
 Mutuelle :

Origine du prélèvement :

Conservation jusqu'au laboratoire : À température ambiante^(TA) Au froid (+4°C)

Contexte-clinique :

 Antibiothérapie : Oui Non
 Si oui, le(s) quel(s) :

Indication(s) : Prélèvement systématique Diagnostic Contrôle après traitement
 Contexte préopératoire Grossesse Recherche de BMR

Tout prélèvement à visée bactériologique doit-être :
 > réalisé avant la prise d'un traitement antibiotique, pour les analyses à visée diagnostic
 > acheminé dans le respect des conditions de conservation et de transport, propres à chaque type de prélèvement
 > identifié correctement et accompagné d'un bon de transmission dûment complété

Milieu E-Swab COPAN bouchon orange
Ecouvillon fin avec milieu de transport

Milieu E-Swab COPAN bouchon rose
Ecouvillon large avec milieu de transport



Milieu PCR Aptima blanc HOLOGIC
Ecouvillon fin avec milieu de transport

Milieu PCR Aptima orange HOLOGIC
Ecouvillon épais avec milieu de transport



RÉSERVÉ AU LABORATOIRE

Date et heure de réception : / / à h Opérateur :

Nombre d'échantillon(s) : Milieu E-Swab Milieu PCR Aptima

SY-4-PRE-DE-003-005

Site de prélèvement	Contexte	Préconisation	Matériel
Œil	Suspicion conjonctivite bactérienne	Prélever les sécrétions dans l'angle interne de l'œil.	N°1
Conduit auditif externe	Suspicion d'otite externe	Prélever si possible l'écoulement.	N°1 ou N°2
Gorge/Pharynx Amygdales	Angine	Prélever au niveau des zones inflammatoires et/ou nécrotiques. En cas de suspicion de Diphtérie, prélever à la périphérie et sous les fausses membranes.	N°2
Autre : Narine, Bouche, Langue...		Prélever la zone/l'orifice atteint, en évitant tout contact avec les zones adjacentes.	N°2
Lésion cutanée	Impétigo, furoncle...	Prélever tout écoulement en évitant toute contamination par les zones saines.	N°1 ou N°2
Prélèvement génital pour culture +/- antibiogramme			
Urétral	Urétrite, mycose, recherche de gonocoque	Prélever en enfonçant l'écouvillon dans l'urètre sur 2-3 cm en effectuant 3-4 rotations.	N°1
Vaginal Endocol Auto-prélèvement vaginal	Vaginose, mycose, cervicite, recherche de strepto B, de gonocoque	- Femme enceinte : pas de pose de spéculum - Autre situation : pose du spéculum recommandée afin d'éviter toute contamination par flore périnéale.	N°2
Prélèvement génital pour biologie moléculaire			
Endocol Urétral	Suspicion d'IST à : > Chlamydiae trachomatis > Neisseria gonorrhoeae > Mycoplasma genitalium	- Endocol : d'abord retirer les mucosités excédentaires avec l'écouvillon épais à tige blanche (à jeter) puis procéder à la collecte de l'échantillon avec l'écouvillon fin à tige bleue. - Urétral : utiliser uniquement l'écouvillon fin à tige bleue.	N°3
Auto-prélèvement vaginal, Anus, Gorge		Collecter directement le prélèvement au contact de la muqueuse après plusieurs rotations de l'écouvillon.	N°4