

Objet

Ce document vise à décrire les particularités d'enregistrement et de réalisation du test SIBO (en collaboration avec le laboratoire BARLA).

Domaine d'application

Ce document s'applique aux secrétaires et préleveurs des sites préleveurs concernés par l'analyse SIBO.

Plan du document

1- PRISE DE RDV	2
2- PRINCIPE DU TEST ET REALISATION	2
3- QUEL EST LE TARIF DU TEST SIBO ?	3
4- QUELLE EST LA DUREE DU TEST ?	3
5- ENREGISTRER UN TEST SIBO	3

Documents associés

Cf. page de garde Kalilab.

1- PRISE DE RDV

Le test est réalisé uniquement sur RDV dans un laboratoire SYNLAB AUVERGNE. Lors de la prise de rendez-vous, bien préciser qu'il y a un reste à charge pour le patient (cf. ci-après). En cas d'accord du patient, énoncer les préconisations à respecter avant et pendant l'examen (cf. ci-après) et prendre le RDV.

2- PRINCIPE DU TEST ET REALISATION

Ce test respiratoire consiste à souffler dans un instrument à des temps bien précis avant et après ingestion du lactulose (fourni par le laboratoire).

- Le patient se présente au laboratoire avec un rdv, son dossier est enregistré
- 1^{er} prélèvement respiratoire à jeun, **effectué au laboratoire**, qui servira à mesurer le niveau basal d'hydrogène et de méthane. Le patient à ensuite le choix de poursuivre le test au laboratoire ou à domicile. Dans ce dernier cas, le protocole de recueil est bien expliqué au patient pendant le premier recueil à jeun.
- Ingestion de lactulose pouvant être dilué dans de l'eau, au laboratoire ou à domicile.
- Recueils multiples à des temps particuliers (indiqué sur chaque sachet), au laboratoire ou à domicile. Les temps sont déjà indiqués sur chaque poche de recueil.
- Avant chaque recueil d'air expiré, il sera demandé de préparer la poche en clampant et bouchant une extrémité. Il sera ensuite demandé au patient de retenir son souffle pendant 10 à 15 secondes, puis d'expirer lentement. Ensuite, il faudra clamber et boucher l'autre extrémité de la poche pour capturer l'air à l'intérieur.



https://www.youtube.com/watch?v=Ze3e1RyMjIQ&ab_channel=Laboratoire_debiologiem%C3%A9dical_eSYNLABBARLA

NE RIEN NOTER SUR LES SACHETS

La fiche de préconisation et la fiche de renseignement clinique sont accessibles sur le site internet de BARLA : https://labo-barla.eu/wp-content/uploads/2025/02/SEL-PPI7E-005-v08_Formulaire_test_respiratoire-SIBO.pdf

Ne pas tenir compte de la partie « Comment se déroule l'examen » propre au LBM BARLA.

Dans le cas d'un prélèvement réalisé à domicile, la fiche en **Annexe 1** du présent document est remise en plus au patient après le recueil du T0 à jeun. Elle sera complétée par le patient. Il y notera notamment l'heure de chaque recueil et les éventuels symptômes ressentis durant le test. Cette fiche a pour but :

- Traçabilité des recueils et des éventuels symptômes ressentis durant le test
- Prise de conscience du patient qu'il participe à un protocole strict de recueil
- La fiche Annexe 1 sera scannée sur le dossier du patient et ne part pas chez BARLA.

La fiche de renseignement clinique est complétée par le préleveur avec le patient lors du recueil J0. Si le patient a noté l'apparition de symptômes sur la fiche de traçabilité des heures pendant son test à domicile, l'information est retranscrite sur la fiche de renseignements (informations qui contribuent à l'interprétation des résultats du test). Cette dernière suivra le prélèvement chez BARLA, après avoir été scannée dans le SIL.

Le respect des préconisations et du protocole de recueil est essentiel à la correcte interprétation des résultats.

3- QUEL EST LE TARIF DU TEST SIBO ?

- AVEC ordonnance : 75 € (fourniture du kit de prélèvement) en FRAIS, le reste est pris en charge avec tiers-payant
- SANS ordonnance : ~ 150€ dont les 75 € de fourniture du kit de prélèvement.
- Un chèque de caution de 75€ sera demandé à tout patient souhaitant poursuivre le test à son domicile. Il lui sera restitué lorsque les échantillons sont ramenés au laboratoire ou encaissé après 2 semaines sans retour du patient. Bien informer le patient de ce fonctionnement.

4- QUELLE EST LA DUREE DU TEST ?

Le test dure 3 heures sans manger, ni fumer, ni boire.

Prévoir de rester au laboratoire au minimum pour l'enregistrement du dossier et le recueil de l'air expiré à jeun. Le patient peut ensuite réaliser la suite du test chez lui ou rester au laboratoire durant 3h00 (9 prélèvements à réaliser au total toutes les 20 minutes).

5- ENREGISTRER UN TEST SIBO

Analyse : SIBO + rajouter FRAIS de 75€

Rq : Si le test est poursuivi à domicile, chèque de caution de 75€ à récupérer, ne sera encaissé que si les échantillons ne sont pas récupérés au bout de 2 semaines. Dans ce cas :

- L'analyse SIBO sera supprimée du dossier
- Les analyses XXBP et XXB5 seront rajoutés
- Un commentaire expliquant la situation est rajouté
- De nouveaux FRAIS de 75€ sont ajoutés, et seront immédiatement soldés
- Le chèque de 75€ sera préparé pour encaissement.

ANNEXE 1 – TRACABILITE DES HEURES DE RECUEIL A DOMICILE

Fiche de traçabilité remise en patient en salle de prélèvement. Elle sera complétée au fur et à mesure du protocole de recueil par le patient, à son domicile. Elle sera ensuite restituée au laboratoire avec les prélèvements.

Etape	Heure	
T0 à jeun (Effectué au laboratoire)	___ h ___	RESERVE AU LABORATOIRE Etiquette SIL
Ingestion du sucre <input type="checkbox"/> Lactulose <input type="checkbox"/> Glucose	___ h ___	
T1 20min	___ h ___	Commentaires
T2 40min	___ h ___	
T3 60min	___ h ___	
T4 80min	___ h ___	
T5 100min	___ h ___	
T6 120min	___ h ___	
T7 140min	___ h ___	
T8 160min	___ h ___	
T9 180min (fin du test)	___ h ___	