

GUIDE SIMPLIFIÉ DU PRÉLEVEUR MICROBIOLOGIE

MATÉRIEL

Les échantillons doivent être regroupés dans un sachet individuel et transportés en mallette isotherme

Renseignements obligatoires

Tous prélèvements doivent être accompagnés de la fiche de transmission de prélèvement remplie

	ThinPrep		Ecouvillon eSwab Rose
	Tube neutre urines		Ecouvillon eSwab Orange
	Pot stérile		Ecouvillon eSwab Vert Fecal
	Flacon Addis 500 ml		Flacon urines 24H
	Grand tube boraté 10 ml		Flacons Hémocultures aéro/ana BIOMERIEUX
	Ecouvillon sec		Liquide de Ponction Articulaire : Pot stérile + Tube héparine

GUIDE SIMPLIFIE DU PRELEVEUR MICROBIOLOGIE

ANALYSE	Matériel à prélever	DELAI de rendu	Délais acheminement au laboratoire	ANALYSE	Matériel à prélever	DELAI de rendu	Délais acheminement au laboratoire
Prélèvement urinaire				Prélèvement ORL, oculaire,pulmonaire			
ECBU *		24H à 48H si Nég 48 H à 72H si Pos	pot stérile 2h à T° ambiante et 12h entre 2 et 8°C	Prélèvement ORL (gorge, buccal, langue, œil, conduit auditif externe) *		3 J	Ech. doit être stocké entre 2 et 8°C ou T° ambiante pendant 48H
Cytologie urinaire *	Eliminer le 1er jet et récupérer le 2ème jet dans un pot stérile. Au moins 4 heures après la dernière miction	JO		Recherche de Staphylococcus Aureus *			
Compte d'Addis		JO		GRIPPE * (antigenique) Prélèvement Naso-Pharyngé		JO	72h à 2 et 8°C et 12h à T° ambiante
Recherche isolée de mycoplasmes *	 Urine sur 1er jet du matin	4 J	pot stérile 48h à T° ambiante	VRS (antigenique) Prélèvement Naso-Pharyngé		JO	24h à 2-8°C et 12h à T° ambiante
Recherche de Chlamydiae trachomatis et Neisseria gonorrhoeae par biologie moléculaire *	 Urine sur 1er jet du matin	4J	Urine stable 48 h à T° ambiante .	Recherche direct de Streptococcus du groupe A		JO	24h températures ambiante et 48h entre 2 et 8°C
Recherche de Bilharziose urinaire		JO	24h à T° ambiante	Prélèvement pulmonaire (Expectoration, aspiration, aspiration sous fibroscope, LBA) *		6J	2h à T° ambiante. Acceptable 24h à 2-8°C
Antigenurie Légionelle		JO	3 Jours à T° ambiante et 2 semaines à 2-8°C	GRIPPE et/ou VRS et SARS-CoV-2 * par RT-PCR sur (1 écouv)		24 à 72h	72h entre 2 et 8°C
Anitigénurie S.pneumoniae		JO	24h à T° ambiante et 7 jours à 2-8°C	Recherche de SARM (Staphylococcus Aureus Résistant à la Métilcilline) *		3J	Echantillon doit etre stockés à 2-8°C ou T° ambiante pendant 48h
Prélèvement de selles				Prélèvement Peau, Phanères, suppuration			
Coproculture		3 J	Pot stérile 2h à T° ambiante et 12h entre 2 et 8°C. Ecouvillon (milieu de transport) 48h entre 2 et 8°C	Phanères-cutané (recherche de dermatophytes) *	Pas de traitement antifongique Respecter avant prélèvement : - un délai de 15 jours pour les topiques (traitement local type pommade, crème) - un délai de 3 mois pour les solutions filmogènes (type vernis) ou en cas de traitement général (par Voie orale).	21J	 3 jours T° ambiante
Parasitologie des selles: Réaliser 3 examens parasitologiques à 2-3 jours d'intervalle sur une période de 10 jours.		3J	Pot stérile 2h à T° ambiante et 2 jours entre 2 et 8°C. Ecouvillon (milieu de transport) 48h entre 2 et 8°C				 24h T° ambiante
Recherche de Clostridium difficile (GDH + Toxines)		1J	2 h à T° ambiante 24 h entre 2 et 8°C			Peau-Plaies-Pus *	
Recherche de Rotavirus et Adenovirus		JO	2h à température ambiante et 48h entre 2 et 8°C				
Recherche de Norovirus		JO	24h à température ambiante et 48h entre 2 et 8°C				
Recherche de Sang dans les Selles		JO	24h à T° ambiante 15 jours entre 2 et 8°C				
Recherche de bactéries multirésistantes *		3J	Ech. doit être stocké entre 2 et 8°C ou T° ambiante pendant 48H				
Prélèvement génitaux				Prélèvements divers			
Prélèvements génitaux (urétral, vulvaire, sillon balano/prep, gland) *	 OU	3J	Ech. doit être stocké entre 2 et 8°C ou T° ambiante pendant 24 h	Hémoculture * (avant prise d'antibiotique)	 4 à 6 flacons, aérobie en 1er	6J	Acheminer le plus rapidement possible au laboratoire
Prélèvement vaginal *		3 J					
Papillomavirus * humains genitaux		8J	échantillon doit être stocké à 2-8°C ou T° ambiante pendant 30 jours	Liquide de ponction (articulaire) *	Pot stérile + tube hépariné	15J	
Spermoculture *		3 J	2H à T° ambiante.	Materiel (KT, VVC, VVP, sonde, drain, port-à-cath, hémoclav...) *		3J	
Recherche de Chlamydiae trachomatis et Neisseria gonorrhoeae par biologie moléculaire *		4J	5 jours à T° ambiante	Arbovirose(dengue,chikungunya,zika,fièvre jaune,west nile) par RT-PCR	Sérum: de J0à J7 après début des signes cliniques	1J	1 semaine entre 2 et 8°C
Recherche isolée de mycoplasmes*		4 J	5 jours à T° ambiante				

Prélèvement sur écouvillon sec hors Dermatophytes ==> 2h à T° Ambiante * Examens accrédités Cofrac