

CORONAVIRUS : TEST RT-PCR COMMENT SE DÉROULE LE TEST RT-PCR ?

Il permet de dépister la présence d'une infection au virus COVID-19 à partir d'un prélèvement nasopharyngé fait à l'aide d'un écouvillon*. C'est la méthode de dépistage la plus fiable pour détecter l'infection, même en l'absence de symptôme.

1 Vous devrez avoir la tête inclinée vers l'arrière.

2 Le préleveur **insérera l'écouvillon* sur 5 à 6 cm** dans le fond du nez, pour optimiser les chances de prélever le virus.

L'écouvillon peut toucher les parois de votre nez qui est composé de nombreux vaisseaux sanguins et nerveux. Il est donc possible, dans certains cas, de constater un inconfort, une douleur ou un bref saignement.

3 Le préleveur tournera l'écouvillon* afin de recueillir un maximum de sécrétion pour y trouver des particules virales.
Durée : 5-15 secondes

4 Après le prélèvement, l'écouvillon* sera placé dans un tube pour être analysé par un laboratoire spécialisé.

Vos résultats seront disponibles sur notre serveur en ligne :
<https://www.mesresultats.synlab.fr/patient/rest/login>

